

**Micropipette Multicanale Acura® electro XS 954, volume variabile****Socorex**

Micropipette Multicanale Acura® electro XS 954, volume variabile. Lo strumento controllato da un microprocessore include un software intuitivo che consente di evitare le complicate fasi di programmazione. Non sono richieste particolari abilità per accedere rapidamente alle sei modalità di funzionamento. Stabilità e prestazioni metrologiche impareggiabili. Modalità di pipettaggio:- Diretto: aspirazione e pipettaggio del volume impostato.- Inverso: aspirazione in eccesso, seguita dal dosaggio del volume impostato.- Ripetitivo: riempimento del puntale e distribuzione graduale.- Diluizione: aspirazione di 2 o 3 diversi volumi e restituzione in un unico pipettaggio.- Tattile: lenta misurazione di liquidi, titolazione e caricamento gel.- Miscelazione: del liquido nel puntale/nella fiala. Caratteristiche dell'Acura®electro:- Impugnatura ergonomica ottimale, peso ridotto- Utilizzo di facile apprendimento- Ampio display, adattabile alla lettura sul lato destro o sinistro- Batteria di rapida sostituzione- Caricamento veloce, autonomia di lavoro prolungata- Espulsore regolabile, compatibile con la maggior parte dei puntali- Contatore dei cicli di pipettaggio- Moduli volumetrici intercambiabili- Garanzia due anni Fornitura standard: Pipetta elettronica con batteria da 4.8V, istruzioni operative e certificato QC, confezione campione di puntali Qualitips®, grasso silicone.



Code	Description	Packaging
LLG09411692	Acura® electro 956 pipette 8-channel 10	1 pz
LLG09411693	Acura® electro 956, multichannel pipette	1 pz.
LLG09411696	Acura® electro 956, multichannel pipette	1 pz.
LLG09411697	Acura® electro 956, multichannel pipette	1 pz.
LLG09411691	Acura® electro 956, mutichannel pipette	1 pz.
LLG09411695	Acura® electro 956, mutichannel pipette	1 pz.
LLG09411690	Acura® electro 956, multichannel pipette	1 pz.
LLG09411694	Acura® electro 956, multichannel pipette	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

