



Micropipette a singolo canale Acura® manual 825/835 Triopack TM, volume variabile

Socorex

Micropipette a singolo canale Acura® manual 825/835 Triopack TM , volume variabile. Disponibili con volume fisso o regolabile. L'ultima pipetta Acura® manual è stata progettata con la stessa attenzione dei dettagli che ha reso questo marchio famoso per diverse generazioni di strumenti. Caratterizzata da un design liscio con una facile lettura del volume, la nuova linea di pipette incorpora anche una serie di innovazioni, che rendono il pipettaggio ad alte prestazioni sicuro ed agevole. Caratteristiche della linea Acura® manual - Display digitale per una visualizzazione permanente del volume - Attivazione ultra-dolce che richiede uno sforzo limitato - Jus tip# Concetto innovativo di espulsione del puntale - Sistema di calibrazione rapida Swift-set - Resistente alla scossa, alla luce UV ed interamente autoclavabile - Certificata CE IVD 98/79 EEC - Tre anni di garanzia Set con 3 pipettatori regolabili. Nove diversi pacchetti fino a 10 ml, contenenti ciascuna tre Micropipette regolabili per coprire tutte le esigenze di qualsiasi ricerca o applicazione di routine. Disponibili in offerta a prezzi interessanti.



| Code        | Description   | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09411620 | Micropipette Acura 825 Triopack C, cap. 0,1-2, 0,5-10, 5-50 µl            | 1 pz.     |
| LLG09411621 | Micropipette Acura 825 Triopack J, cap. 0,1-2, 2-20, 20-200 µl            | 1 pz.     |
| LLG09411628 | Micropipette Acura 825 Triopack O, cap. 0,5-10, 10-100, 100-1000 µl       | 1 pz.     |
| LLG09411623 | Micropipette Acura 825 Triopack P, cap. 1-10Y*, 10-100, 100-1000 µl       | 1 pz.     |
| LLG09411622 | Micropipette Acura 825 Triopack M, cap. 1-10Y*, 5-50, 20-200 µl           | 1 pz.     |
| LLG09411626 | Micropipette Acura 825 Triopack V, cap. 10-100, 100-1000, 500-5000 µl     | 1 pz.     |
| LLG09411627 | Micropipette Acura 825 Triopack Y, cap. 100-1000, 500-5000, 1000-10000 µl | 1 pz.     |
| LLG09411624 | Micropipette Acura 825 Triopack S, cap. 2-20, 20-200, 100-1000 µl         | 1 pz.     |
| LLG09411625 | Micropipette Acura 825 Triopack T, cap. 5-50, 20-200, 100-1000 µl         | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

