

**Distributori flessibili****BOLA**

Distributori flessibili. In polipropilene. Per collegare tuberie elastiche semplicemente facendole scivolare sul connettore del tubo. Adattato per bottiglie con filetto GL45. Con tappo a vite in PP rinforzato con fibra di vetro, ideale per il trasferimento di liquidi o gas. Il connettore per tubi angolato può essere collegato ad una sorgente liquida, o ad un sistema in pressione o a vuoto evitando il crimpaggio del tubo. Il distributore può essere allentato semplicemente ruotando il tappo a vite. Il sistema completo di distribuzione poi può essere fissato su un'altra bottiglia.



Code	Description	Packaging
LLG07634892	Distributori flessibili, numero di ugelli 2, per tubo Ø interno 6-9 mm	1 pz.
LLG09209858	Distributori flessibili, numero di ugelli 3, per tubo Ø interno 6-9 mm	1 pz.
LLG09209859	Distributori flessibili, numero di ugelli 2, per tubo Ø interno 7-11 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

