



Campionatore monouso DispoSampler

Campionatore monouso DispoSampler. In numerose situazioni occorre prelevare dei campioni velocemente e senza contaminazione. I DispoSampler sono perfetti per questa applicazione.

Sono confezionati individualmente e sempre pronti all'uso. Si evita la decontaminazione o la pulizia, di solito molto costose. Disponibili anche in versione sterilizzata a raggi gamma.

I LiquiDispo sono ideali per i liquidi con viscosità bassa fino a 10000 cP.

I MicroDispo sono studiati per campioni semisolidi fino ad un diametro di 0.5 mm.

I ViscoDispo sono per campioni molto viscosi fino a 100000 cP.

I PowderDispo è campionatore monouso per prelevare un campione di sezione all'interno di una polvere alla rinfusa.

i ZoneDispo è un campionatore monouso per campioni granulari alla rinfusa con dimensione particelle fino a 2 mm. Fori Ø 11 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06257764	Campionatore DispoSampler, PE-HD, ZoneDispo, non sterile, 200 ml, 1000 mm	20 pz.
LLG09303728	Campionatore MicroDispo, lungh. 500 mm, cap. 10 ml, in PE-HD	20 pz.
LLG09303730	Campionatore DispoSampler, PE-HD, MicroDispo, non sterile, 10 ml, 1000 mm	20 pz.
LLG06282439	Campionatore DispoSampler, PE-HD, MultiDispo, non sterile, 100 ml, 500 mm	20 pz.
LLG06282443	Campionatore DispoSampler, PE-HD, TargetDispo, non sterile, 100 ml, 500 mm	20 pz.
LLG06282456	Campionatore DispoSampler, PE-HD, DispoPicker, non sterile, 100 ml, 500 mm	20 pz.
LLG07655427	Campionatore ZoneDispo, lungh. 500 mm, cap. 100 ml, in PE-HD	20 pz.
LLG09303720	Campionatore LiquiDispo, lungh. 500 mm, cap. 100 ml, in PE-HD	20 pz.
LLG09303732	Campionatore ViscoDispo, lungh. 500 mm, cap. 100 ml, in PE-HD	20 pz.
LLG09303736	Campionatore PowderDispo, lungh. 620 mm, cap. 100 ml, in PE-HD	20 pz.
LLG06282441	Campionatore monouso MultiDispo, PE-HD, non sterile, 200 ml, lungh.1000 mm	20 pz.
LLG06282445	Campionatore DispoSampler, PE-HD, TargetDispo, non sterile, 200 ml, 1000 mm	20 pz.
LLG09303722	Campionatore LiquiDispo, lungh. 1000 mm, cap. 190 ml, in PE-HD	20 pz.
LLG09303734	Campionatore ViscoDispo, lungh. 1000 mm, cap. 190 ml, in PE-HD	20 pz.
LLG06282452	Campionatore DispoSampler, PE-HD, PowderDispo, non sterile, 60 ml, 300 mm	20 pz.
LLG06282454	Campionatore DispoSampler, PE-HD, DispoPicker, non sterile, 60 ml, 300 mm	20 pz.
LLG06282458	Campionatore DispoSampler, PE-HD, DispoLance, non sterile, ml, 300 mm	20 pz.
LLG06282460	Campionatore DispoSampler, PE-HD, DispoLance, non sterile, ml, 500 mm	20 pz.
LLG06282449	Campionatore monouso tipo DispoTube, non sterile, 200 ml, L 1000 mm	20 pz
LLG06259428	Campionatori monouso per solidi, HDPE, PowderDispo, sterile, 100ml, L.500mm	20 pz



Code	Description	Packaging
LLG06269015	Campionatori monouso per solidi, HDPE, ZoneDispo, sterile, 100 ml, L.500 mm	20 pz
LLG06282438	Campionatori monouso per solidi, HDPE, ZoneDispo, sterile, 200ml, Lungh.1 m	20 pz
LLG06282440	Campionatori monouso per solidi, HDPE, MultiDispo, sterile, 100ml, L. 500mm	20 pz
LLG06282442	Campionatori monouso per solidi, HDPE, MultiDispo, sterile, 200 ml, L. 1 m	20 pz
LLG06282444	Campionatori monouso per solidi, HDPE, TargetDispo, sterile, 100ml, L.500mm	20 pz
LLG06282446	Campionatori monouso per solidi, HDPE, TargetDispo, sterile, 200 ml, L.1 m	20 pz
LLG06282453	Campionatori monouso per solidi, HDPE, PowderDispo, sterile, 60ml, L.300mm	20 pz
LLG06282455	Campionatori monouso per solidi, HDPE, DispoPicker, sterile, 60 ml, L.300mm	20 pz
LLG06282457	Campionatori monouso per solidi, HDPE, DispoPicker, sterile, 100ml, L.500mm	20 pz
LLG06282459	Campionatori monouso per solidi, HDPE, DispoLance, sterile, Lungh. 300 mm	20 pz
LLG06282461	Campionatori monouso per solidi, HDPE, DispoLance, sterile, Lungh. 500 mm	20 pz
LLG09303729	Campionatori monouso per solidi, HDPE, MicroDispo, sterile, 10 ml, L.500 mm	20 pz
LLG09303731	Campionatori monouso per solidi, HDPE, MicroDispo, sterile, 10ml, Lungh.1 m	20 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*



