

**Agitatore con riscaldamento LLG-uniSTIRRER 5 pro****LLG Labware**

Agitatore magnetico universale con ottimo rapporto qualità/prezzo e nuovo design. Alti livelli di sicurezza grazie all'allarme visivo **Hot** che appare, con la funzione agitante attiva, fino a quando la temperatura della piastra non scende sotto i 50 °C, anche con dispositivo spento. Funzione di monitoraggio integrata per il controllo preciso della temperatura del liquido mediante sonda PT1000.

- Temporizzatore digitale (da 1 min a 99 h 59 min).
- Esente da manutenzione, motore DC senza spazzole.
- Piastra in acciaio inox rivestito con ceramica.
- Struttura robusta. in metallo.
- Potente capacità di agitazione.
- Controllo digitale, display retroilluminato.
- Avviso di superficie calda, anche a strumento spento.
- Connessione per sonda di temperatura PT1000.

Fornitura: Agitatore magnetico, sonda PT1000 asta, supporto.



Code	Description	Packaging
LLG06263442	Agitatore con riscaldamento LLG-uniSTIRRER 5 pro	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

