



Agitatore magnetico con riscaldamento LLG-uniSTIRRER 3 pro, set completo

LLG Labware

Agitatore magnetico con riscaldamento *LLG-uniSTIRRER 3 pro*, set completo.
Agitatore magnetico universale con un eccezionale rapporto qualità-prezzo e un nuovo design migliorato.

Elevato livello di sicurezza grazie all'**indicazione "Hot"** con funzione di agitazione continua fino a quando la temperatura della piastra non è scesa sotto i 50 °C, anche quando il dispositivo è spento. Funzione di controllo integrata per un controllo preciso della temperatura del fluido tramite una sonda di temperatura PT1000 collegata.

- Piastra in acciaio inox con rivestimento in ceramica
- Controllo digitale della velocità e della temperatura
- Display a LED
- Visualizzazione "HOT" per le superfici calde, anche quando il dispositivo è spento
- Circuito di sicurezza fissa della temperatura della piastra a 320 °C
- Connessione per sonda di temperatura PT1000, funzione di controllo integrata

La fornitura include: Agitatore magnetico, sonda di temperatura PT1000, asta, supporto.



Code	Description	Packaging
LLG06263400	Agitatore magnetico con riscaldamento LLG-uniSTIRRER 3 pro, set completo	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

