

**Guanti monouso MICROFLEX® 93-360, Nitrile****Ansell Healthcare**

Guanti monouso MICROFLEX® 93-360, Nitrile.

Guanto monouso sottile e resistente alle sostanze chimiche, progettato per gli ambienti delle camere bianche.

- Vestibilità comoda.
- Ambidestro.
- Dita strutturate.
- Bordo arrotolato.
- Confezione con 10 sacchetti da 50.

Conforme a EN ISO 374-1:2016/Tipo A (JKLOPST), EN ISO 374-5:2016 (VIRUS), EN 421



Code	Description	Packaging
LLG04687394	Guanti monouso MICROFLEX® 93-360, nitrile/neoprene, Taglia del guanto S (6,5 - 7), Lungh. 295 mm, Spessore 0,13 mm, colore Blu/verde, senza polvere, adatto per camera bianca, AQL 0,65, design interno clorurati, ambidestri	50 pz
LLG04687395	Guanti monouso MICROFLEX® 93-360, nitrile/neoprene, Taglia del guanto M (7,5 - 8), Lungh. 295 mm, Spessore 0,13 mm, Colore Blu/verde, senza polvere, adatto per camera bianca, AQL 0,65, design interno clorurati, ambidestri	50 pz
LLG04687396	Guanti monouso MICROFLEX® 93-360, nitrile/neoprene, Taglia del guanto L (8,5 - 9), Lungh. 295 mm, Spessore 0,13 mm, Colore Blu/verde, senza polvere, adatto per camera bianca, AQL 0,65, design interno clorurati, ambidestri	50 pz
LLG04687397	Guanti monouso MICROFLEX® 93-360, nitrile/neoprene, Taglia del guanto XL (9,5 - 10), Lungh. 295 mm, Spessore 0,13 mm, Colore Blu/verde, senza polvere, adatto per camera bianca, AQL 0,65, design interno clorurati, ambidestri	50 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

