



Accessori per aspiratore Accu-jet®

BRAND

Accessori per aspiratore Accu-jet®



| Code        | Description                                                        | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04000047 | Caricabatterie per accu-jet® pro, Regno Unito / Irlanda            | 1 pz      |
| LLG04000051 | Supporto per adattatore per accu-jet® pro, PP, magenta             | 1 pz      |
| LLG04000052 | Supporto per adattatore per accu-jet® pro, PP, verde               | 1 pz      |
| LLG04000053 | Supporto per adattatore per accu-jet® pro, PP, blu reale           | 1 pz      |
| LLG06224985 | Caricabatterie per accu-jet® pro, Europa                           | 1 pz      |
| LLG07018383 | Supporto a muro per accu-jet® pro                                  | 1 pz      |
| LLG07018384 | Nastri a scatto per accu-jet® pro, per supporto a muro, 12 X 65 mm | 1 pz      |
| LLG07082717 | Supporto per adattatore per accu-jet® pro, PP, blu scuro           | 1 pz      |
| LLG09281094 | Adattatore in silicone, con valvola di non ritorno (PTFE)          | 1 pz      |
| LLG09281096 | Batterie NiMh-Akku confezionate singolarmente                      | 1 pz      |

