



Accessori per mulino analitico, A11 basic

IKA

Accessori per mulino analitico, A11 basic.

A 11.1 Polverizzatore di ricambio.

Per la triturazione di sostanze con durezza Mohs fino a 6

A 11.2 Coltello.

Per la triturazione di materiali teneri e fibrosi (opzionale)

A 11.3 Polverizzatore, metallo duro.

Per la triturazione di sostanze dure con durezza Mohs fino a 9, con rivestimento in cromo-carburo (opzionale)

A 11.4 Camera di triturazione, 250 ml. In policarbonato con inserto in acciaio inox. Non idonea per raffreddamento con N₂, utilizzabile solo con doppio polverizzatore A 11.6 (opzionale)

A 11.5 Camera di triturazione di ricambio. In Tefcel (PTFE, con rivestimento in fibra di vetro) con inserti in acciaio inox. Ottima resistenza alle sostanze chimiche e alle basse temperature (fino a -200°C)

A 11.6 Doppio polverizzatore. Fino a durezza mohs 3. Utilizzabile solo con camera di triturazione A 11.4. (opzionale)

A 11.7 Imbuto di riempimento. Evita la propagazione di spruzzi durante il riempimento con azoto liquido della camera di triturazione A 11.5 (opzionale)



Code	Description	Packaging
LLG09737807	Polverizzatore, tipo A 11.3	1 pz.
LLG09737806	Coltello di taglio, tipo A 11.2	1 pz.
LLG09737817	Doppio polverizzatore, tipo A 11.6	1 pz.
LLG09737818	Imbuto di riempimento per camera A 11.5, tipo A 11.7	1 pz.
LLG09737805	Camera di triturazione, 250 ml, tipo A 11.4	1 pz.
LLG09737815	Polverizzatore di ricambio*, tipo A 11.1	1 pz.
LLG09737816	Camera di triturazione di ricambio, 80 ml*, tipo A 11.5	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

