

**Beuta in vetro DURAN®, bocca stretta****DURAN Group**

Beuta in vetro DURAN®, bocca stretta. Bocca stretta. Graduata. Bordo svasato. Conforme ai requisiti DIN ISO 1773. Con Codice di Rintracciabilità (Identificazione Lotto), certificato disponibile online. Le beute Erlenmeyer sono adatte per miscelazione, grazie alla loro forma conica. La distribuzione uniforme dello spessore delle pareti, rende queste beute ideali per applicazioni di riscaldamento. Vetro tipo I / vetro neutro conforme USP, EP e JP. Autoclavabili.



Code	Description	Packaging
LLG06234510	Beuta, DURAN, 150* ml, Ø fondo 74 mm, Ø collo 28 mm, h 118 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09141014	Beuta, DURAN, 25 ml, Ø fondo 42 mm, Ø collo 22 mm, h 75 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09141017	Beuta, DURAN, 50 ml, Ø fondo 51 mm, Ø collo 22 mm, h 90 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09141024	Beuta, DURAN, 100 ml, Ø fondo 64 mm, Ø collo 22 mm, h 105 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09141028	Beuta, DURAN, 125 ml, Ø fondo 67 mm, Ø collo 28 mm, h 112 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09141032	Beuta, DURAN, 200* ml, Ø fondo 79 mm, Ø collo 34 mm, h 131 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09141036	Beuta, DURAN, 250 ml, Ø fondo 85 mm, Ø collo 34 mm, h 145 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09141044	Beuta, DURAN, 500 ml, Ø fondo 105 mm, Ø collo 34 mm, h 180 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09141053	Beuta, DURAN, 800 ml, Ø fondo 120 mm, Ø collo 42 mm, h 200 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09141054	Beuta, DURAN, 1000 ml, Ø fondo 131 mm, Ø collo 42 mm, h 220 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09141063	Beuta, DURAN, 2000 ml, Ø fondo 166 mm, Ø collo 50 mm, h 280 mm	1 pz
LLG09141068	Beuta, DURAN, 3000 ml, Ø fondo 187 mm, Ø collo 52 mm, h 310 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09141073	Beuta, DURAN, 5000 ml, Ø fondo 220 mm, Ø collo 52 mm, h 365 mm	1 pz
LLG06322375	Beute Erlenmeyer, bocca stretta, DURAN®, Capacità 100 ml, Ø collo 22 mm, Ø fondo 64 mm, Altezza 105 mm	10 pz
LLG09141039	Beuta, DURAN, 300* ml, Ø fondo 87 mm, Ø collo 34 mm, h 156 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG06322380	Beute Erlenmeyer, bocca stretta, DURAN®, Capacità 1000 ml, Ø collo 42 mm, Ø fondo 131 mm, Altezza 220 mm	10 pz
LLG06322376	Beute Erlenmeyer, bocca stretta, DURAN®, Capacità 200 ml, Ø collo 34 mm, Ø fondo 79 mm, Altezza 131 mm	10 pz
LLG06322381	Beute Erlenmeyer, bocca stretta, DURAN®, Capacità 2000 ml, Ø collo 50 mm, Ø fondo 166 mm, Altezza 280 mm	10 pz
LLG06322373	Beute Erlenmeyer, bocca stretta, DURAN®, Capacità 25 ml, Ø collo 22 mm, Ø fondo 42 mm, Altezza 75 mm	10 pz
LLG06322377	Beute Erlenmeyer, bocca stretta, DURAN®, Capacità 250 ml, Ø collo 34 mm, Ø fondo 85 mm, Altezza 145 mm	10 pz
LLG06322378	Beute Erlenmeyer, bocca stretta, DURAN®, Capacità 300 ml, Ø collo 34 mm, Ø fondo 87 mm, Altezza 156 mm	10 pz
LLG06322374	Beute Erlenmeyer, bocca stretta, DURAN®, Capacità 50 ml, Ø collo 22 mm, Ø fondo 51 mm, Altezza 90 mm	10 pz
LLG06322379	Beute Erlenmeyer, bocca stretta, DURAN®, Capacità 500 ml, Ø collo 34 mm, Ø fondo 105 mm, Altezza 180 mm	10 pz

