



Bottiglie per alto vuoto Tipo 2126, PP

Bottiglie per alto vuoto Tipo 2126, PP. Con tappo a vite bianco in PP e guarnizione in TPE. Bottiglie Nalgene a lunga durata. Bottiglie larghe, a pareti spesse con bocca larga per utilizzi extra-resistenti. Resistono ad applicazioni di vuoto totale per 24 ore a 20°C. Autoclavabili. A perfetta tenuta.



Code	Description	Packaging
LLG07048062	Bottiglia per alto vuoto, PP, tipo 2126, 1000 ml, chiusura 53B mm	1 pz.
LLG07048063	Bottiglia per alto vuoto, PP, tipo 2126, 2000 ml, chiusura 53B mm	1 pz.
LLG07048064	Bottiglia per alto vuoto, PP, tipo 2126, 4000 ml, chiusura 83B mm	1 pz.
LLG07048065	Bottiglia per alto vuoto, PP, tipo 2126, 5000 ml, chiusura 83B mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

