




Rubinetto a tre vie secondo Czako, vetro borosilicato 3.3

Rubinetto a tre vie secondo Czako, vetro borosilicato 3.3. Foro angolato 120°, con rubinetto in vetro solido o in PTFE. Tasso di perdita secondo DIN 12540-1.



Code	Description	Packaging
LLG09116113	Rubinetto tridirezionale, in vetro, NS 14,5, Ø foro 2,5 mm	1 pz.
LLG09116133	Rubinetto tridirezionale, in PTFE, NS 14,5, Ø foro 2,5 mm	1 pz.
LLG09116135	Rubinetto tridirezionale, in PTFE, NS 18,8, Ø foro 4,0 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

