

**Bottiglie di lavaggio gas secondo Drechsel, tubo DURAN®****Lenz**

Bottiglie di lavaggio gas secondo Drechsel, tubo DURAN®. Bottiglie prodotte da tubo DURAN® con connessioni a vite. Testa disponibile con o senza disco filtrante con porosità 1, altezza inserto regolabile, capacità 500 mL, tappo a vite centrale GL 45 e tappo a vite laterale GL 14.



Code	Description	Packaging
LLG06073489	Bottiglia lavaggio gas senza disco filtrante, 500 ml	1 pz.
LLG07635908	Bottiglia lavaggio gas con disco filtrante, 500 ml, porosità 1	1 pz.
LLG06231295	Anello in silicone 26 x 42 x 5mm, per bottiglia di lavaggio gas	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

