

**Pallone a fondo tondo per azoto (palloni Schlenk), DURAN®****Lenz**

Pallone a fondo tondo per azoto (palloni Schlenk), DURAN®. Con braccio laterale angolato con rubinetto da 2,5 millimetri in vetro.



| Code        | Description                                             | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06073481 | Pallone a fondo tondo per azoto, 250 ml, cono NS 29/32  | 1 pz.     |
| LLG06206524 | Pallone a fondo tondo per azoto, 250 ml, cono NS 14/23  | 1 pz.     |
| LLG06307327 | Pallone a fondo tondo per azoto, 100 ml, cono NS 14/23  | 1 pz.     |
| LLG06307820 | Pallone a fondo tondo per azoto, 50 ml, cono NS 14/23   | 1 pz.     |
| LLG06307821 | Pallone a fondo tondo per azoto, 100 ml, cono NS 29/32  | 1 pz.     |
| LLG06307822 | Pallone a fondo tondo per azoto, 500 ml, cono NS 29/32  | 1 pz.     |
| LLG06307823 | Pallone a fondo tondo per azoto, 1000 ml, cono NS 29/32 | 1 pz.     |
| LLG06800337 | Pallone a fondo tondo per azoto, 25 ml, cono NS 14/23   | 1 pz.     |
| LLG06802978 | Pallone a fondo tondo per azoto, 50 ml, cono NS 29/32   | 1 pz.     |

