

**Pallone a fondo tondo per azoto (palloni Schlenk), DURAN®****Lenz**

Pallone a fondo tondo per azoto (palloni Schlenk), DURAN®. Con braccio laterale angolato con rubinetto da 2,5 millimetri in vetro.



Code	Description	Packaging
LLG06073481	Pallone a fondo tondo per azoto, 250 ml, cono NS 29/32	1 pz.
LLG06206524	Pallone a fondo tondo per azoto, 250 ml, cono NS 14/23	1 pz.
LLG06307327	Pallone a fondo tondo per azoto, 100 ml, cono NS 14/23	1 pz.
LLG06307820	Pallone a fondo tondo per azoto, 50 ml, cono NS 14/23	1 pz.
LLG06307821	Pallone a fondo tondo per azoto, 100 ml, cono NS 29/32	1 pz.
LLG06307822	Pallone a fondo tondo per azoto, 500 ml, cono NS 29/32	1 pz.
LLG06307823	Pallone a fondo tondo per azoto, 1000 ml, cono NS 29/32	1 pz.
LLG06800337	Pallone a fondo tondo per azoto, 25 ml, cono NS 14/23	1 pz.
LLG06802978	Pallone a fondo tondo per azoto, 50 ml, cono NS 29/32	1 pz.

