



Beuta per determinazione dello iodio, con e senza collare, DURAN®.

Lenz

Beuta per determinazione dello iodio, con e senza collare, DURAN®.

- senza collare di sovra-flusso, con tappo esagonale vuoto cono NS29/32
- con collare di sovra-flusso e tappo per iodio NS29/32



Code	Description	Packaging
LLG06230605	Beuta per determinazione iodio, senza collare, 1000 ml, NS 29/32	1 pz.
LLG06072077	Beuta per determinazione iodio, senza collare, 100 ml, NS 29/32	1 pz.
LLG06258682	Beuta determinazione iodio, collare e tappo per iodio, 100 ml, Øest. 64 mm	1 pz.
LLG06230826	Beuta determinazione iodio, collare e tappo per iodio, 250 ml, Øest. 85 mm	1 pz.
LLG06401428	Beuta determinazione iodio, 250 ml, senza collare, pallone Ø est.85mm	1 pz.
LLG07614642	Beuta determinazione iodio, 300 ml, senza collare, pallone Ø est.87mm	1 pz.
LLG06226757	Beuta per determinazione iodio, senza collare, 500 ml, NS 29/32	1 pz.
LLG07980791	Beuta determinazione iodio, collare e tappo per iodio, 500 ml, Øest. 105 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

