



Cassette per raggi-X

Cassette per raggi-X. Design standard con rivestimento in piombo e coperchio a scatto.


- facili da aprire e da chiudere, solo con una delicata pressione
- solide: supporto consistente per film grazie alla modellatura speciale, base preformata con profilo convesso

- flessibili: base in alluminio puro (assorbimento 1.2 mm di valore di Al eq)

Film processato nei telai:

- base in alluminio ricoperta con vernice resistente agli urti
- struttura anodizzata in alluminio
- gomma piuma elastica per protezione della pellicola
- specificamente progettato per audioradiografia a 70 °C.

Usare i nostri film di rinforzo nel range di sensibilità blu con queste cassette per raggi-X.



Code	Description	Packaging
LLG09106580	Cassette per raggi X, formato 180x240 mm	1 pz
LLG09106582	Cassette per raggi X, formato 200x400 mm	1 pz
LLG09106581	Cassette per raggi X, formato 240x300 mm	1 pz
LLG09106583	Cassette per raggi X, formato 356x432 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

