



Accessori per estrattori per specifici solventi leggeri, tubo DURAN®

Lenz

Accessori per estrattori per specifici solventi leggeri, tubo DURAN®. Teste estrattore, per l'estrazione di liquidi con solventi specifici leggeri, con inserto filtro (porosità: 0), prodotte da tubo DURAN®. Tubi di distribuzione con frittta (porosità: 0), per solventi specifici leggeri, prodotti da tubo DURAN®.



Code	Description	Packaging
LLG06258695	Testa estrattore, estrattore 250 ml, condensatore 45/40 NS	1 pz.
LLG06801962	Testa estrattore, estrattore 100 ml, condensatore 45/40 NS	1 pz.
LLG06902445	Testa estrattore, estrattore 500 ml, condensatore 60/46 NS	1 pz.
LLG06258692	Tubo distribuzione, estrattore 100 ml	1 pz.
LLG06258693	Tubo distribuzione, estrattore 250 ml	1 pz.
LLG06902444	Tubo distribuzione, estrattore 500 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

