

**Supporto per Micropipette a singolo canale, PMMA****LLG Labware**

Supporto per Micropipette a singolo canale, PMMA. Bianco, in plastica (PMMA).
I pipettatori sono tenuti in posizione ergonomica per semplice estrazione e
sostituzione. Adatto per tutti i tipi di pipette



Code	Description	Packaging
LLG09280014	Supporto per 4 micropipette, bianco, in PMMA	1 pz
LLG09280011	Supporto per 6 micropipette, bianco, in PMMA	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

