

**Reattori in vetro, flangia piatta DURAN®****DURAN Group**

Reattori in vetro, flangia piatta DURAN®. Flangia con scanalatura per o-ring di tenuta. I reattori con capacità da 500 a 1000 ml sono cilindrici. Le capacità indicate corrispondono al reattore pieno fino all'orlo. Vetro tipo 1 / vetro neutro, in conformità con USP, EP e JP. Autoclavabili.



Code	Description	Packaging
LLG09142024	Provetta di reazione, 100 ml, DN 60, Øflangia 100 mm Ø70x85 h mm, 2,5* bar	1 pz
LLG09142036	Provetta di reazione, 250 ml, DN 60, Øflangia 100 mm Ø70x125 h mm, 2,5* bar	1 pz
LLG09142044	Provetta di reazione, 500ml, DN100, Øflangia 138mm, Ø106x120 h mm, 1,5* bar	1 pz
LLG09142054	Provetta di reazione, 1 L, DN 100, Øflangia 138 mm, Ø106x205 h mm, 1,5* bar	1 pz
LLG09142063	Provetta di reazione, 2 L, DN 100, Øflangia 138 mm, Ø140x270 h mm, 1,5* bar	1 pz
LLG09142071	Provetta di reazione, 4 L, DN 150, Øflangia 184 mm, Ø200x290 h mm, 1,0* bar	1 pz
LLG09142076	Provetta di reazione, 6 L, DN 150, Øflangia 184 mm, Ø215x320 h mm, 1,0* bar	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

