

**Nastro biadesivo antistatico ASPURE, PE****As One Corporation****Nastro biadesivo antistatico ASPURE, PE**

Nastro biadesivo in poliestere che mantiene l'effetto antistatico.

-Nucleo: PE

-Valore di resistenza superficiale: 109 W

-Spessore: 0,05 mm



Code	Description	Packaging
LLG04663869	Nastro biadesivo antistatico ASPURE, PE, Largh. 25 mm, Lungh. 50 m	1 roll



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

