

**Dosatore con Bottiglia****BRAND**

Dosatore automatico con o senza bottiglia (solo tappo dosatore) - tappo dosatore in boro 3.3 - bottiglia in vetro borosilicato 4.1, capacità 1000 mL - cono SN 29/32 - calibrato per scolamento (Ex) - iscrizioni in verde smaltato - dosatore automatico particolarment e adatto per il dosaggio di sospensioni.



Code	Description	Packaging
LLG04000078	Tappo dosatore - 20 mL $\pm$ 2,0 mL	1 pz
LLG06802161	Tappo dosatore - 5 mL $\pm$ 1,0 mL	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

