



Filtro a membrana di ricambio per il controller LLG-Pipette Plus

LLG Labware

Filtro a membrana di ricambio per il controller LLG-Pipette Plus.
Filtro a membrana in PTFE con alloggiamento in PP. Non sterile.



Code	Description	Packaging
LLG09281005	Filtro a membrana, 0,45 µm, PTFE, sterili	5 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

