

**Coperchi per reattori in vetro DURAN®****DURAN Group**

Coperchi per reattori in vetro DURAN®. Con 4 coni NS. Cono centrale NS 29/32. Massimo 1 bar di pressione di esercizio a 250°C. Vetro tipo 1 / vetro neutro, in conformità con USP, EP e JP. Autoclavabili.



Code	Description	Packaging
LLG09142246	Coperchio Øflangia 138mm coni laterali 3x29/32 inclinati	1 pz
LLG09142476	Coperchio Øflangia 138mm coni laterali 2x29/32 inclinati 1x14/23 paralleli	1 pz
LLG09142251	Coperchio Øflangia 158mm coni laterali 2x29/32 inclinati 1x14/23 paralleli	1 pz
LLG09142257	Coperchio Øflangia 184mm coni laterali 3x29/32 paralleli	1 pz
LLG09142259	Coperchio Øflangia 184mm coni laterali 2x29/32 inclinati 1x14/23 paralleli	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

