


**Dischi per imbuti filtranti, Buchner, PE-HD****Kartell**

Dischi per imbuti filtranti, Buchner, PE-HD. In PE-HD. Realizzati in rete di Polietilene ad alta densità; mantengono sollevata la carta da filtro evitando il bloccaggio dei fori.



Code	Description	Packaging
LLG09252345	Dischi per imbuti filtranti Buchner, Ø 110 mm	1 pz
LLG09252348	Dischi per imbuti filtranti Buchner, Ø 160 mm	1 pz
LLG09252349	Dischi per imbuti filtranti Buchner, Ø 240 mm	1 pz
LLG09252340	Dischi per imbuti filtranti Buchner, Ø 45 mm	1 pz
LLG09252341	Dischi per imbuti filtranti Buchner, Ø 55 mm	1 pz
LLG09252342	Dischi per imbuti filtranti Buchner, Ø 70 mm	1 pz
LLG09252343	Dischi per imbuti filtranti Buchner, Ø 80 mm	1 pz
LLG09252344	Dischi per imbuti filtranti Buchner, Ø 90 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

