


**Dischi per imbuti filtranti, Buchner, PE-HD****Kartell**

Dischi per imbuti filtranti, Buchner, PE-HD. In PE-HD. Realizzati in rete di Polietilene ad alta densità; mantengono sollevata la carta da filtro evitando il bloccaggio dei fori.



Code	Description	Packaging
LLG09252345	Dischi per imbuti filtranti Buchner, Ø 110 mm	1 pz
LLG09252348	Dischi per imbuti filtranti Buchner, Ø 160 mm	1 pz
LLG09252349	Dischi per imbuti filtranti Buchner, Ø 240 mm	1 pz
LLG09252340	Dischi per imbuti filtranti Buchner, Ø 45 mm	1 pz
LLG09252341	Dischi per imbuti filtranti Buchner, Ø 55 mm	1 pz
LLG09252342	Dischi per imbuti filtranti Buchner, Ø 70 mm	1 pz
LLG09252343	Dischi per imbuti filtranti Buchner, Ø 80 mm	1 pz
LLG09252344	Dischi per imbuti filtranti Buchner, Ø 90 mm	1 pz

