

**Bilancia da tavolo FKB****Kern & Sohn GmbH**

Bilancia da banco ad alta risoluzione con ampio range di pesata. Robusto e ampio piatto di pesata in acciaio inox per la maggior precisione delle pesate, in particolare in campo industriale. Il potenziamento delle interfacce è possibile mediante connessione con l'adattatore KUP senza la necessità di interventi presso la casa produttrice. L'adattatore per l'interfaccia permette la trasmissione del peso a PC, smartphone, tablet, stampanti etc.

- Largo display LCD retroilluminato.
- Struttura in plastica pressofusa robusta.
- Funzione di PRE-TARA.
- KERN Communication Protocol (KCP): controllo remoto della bilancia mediante sistema esterno o PC.
- Unità di pesata liberamente programmabile.
- Opzionale alimentazione a batteria, 4 x 1.5 V AA (non inclusa), tempo operativo fino a 20 h.

**Fornitura:** bilancia da banco, adattatore universale, copertura protettiva.



Code	Description	Packaging
LLG07618713	Bilancia da tavolo FKB 16K0.1, portata 16.1 kg / 0.1 g, dim. Piatto di pesata 340 x 240 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

