

**Box insonorizzanti serie LS****Bandelin**

Box insonorizzanti serie LS. Camera insonorizzata. Per una notevole riduzione del livello rumoroso. Indicato per lavori in continuo. LS4: con pareti plastificate. Ammortizzamento 10 dB (A) LS 8/11: in acciaio inox, con piatto per smorzamento rumore. Smorzamento 20 d B (A). Con asta, pinza orientabile e morsetto per regolazione in altezza del vaso porta campione.



Code	Description	Packaging
LLG09650271	Camera insonorizzata tipo LS 4, per HD 2070 / 2200 / 3100 / 3200	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

