

**Reattori in vetro DURAN®****DURAN Group**

Reattori in vetro DURAN®. Flangia con scanalatura per o-ring di tenuta. Pressione max 0,5 bar di esercizio a 250°C. Le capacità indicate corrispondono al reattore pieno fino all'orlo. Forma a beaker per eventuale termostatazione in bagnomaria o in un bagno d'olio. Vetro tipo 1 / vetro neutro, in conformità con USP, EP e JP. Autoclavabili.



Code	Description	Packaging
LLG09142271	Reattori in vetro, DURAN Cap. 1000 ml DN 120 Cap. 1360 ml h 125 mm	1 pz
LLG09142272	Reattori in vetro, DURAN Cap. 2000 ml DN 120 Cap. 2200 ml h 200 mm	1 pz
LLG09142273	Reattori in vetro, DURAN Cap. 3000 ml DN 120 Cap. 3220 ml h 290 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

