



Accessori per Minishaker MS 3

IKA

Accessori per Minishaker MS 3.



Code	Description	Packaging
LLG09729943	Attacco per piastre microtiter tipo MS 3.4, per miniagitatore MS 3	1 pz.
LLG09729945	Attacco monolaterale MS 1.21 da inserire nella base universale, per MS 3	1 pz.
LLG06237469	Attacco per PCR, tipo MS 3.5, per miniagitatore MS 3	1 pz.
LLG09729942	Attacco standard tipo MS 3.1, per miniagitatore MS 3	1 pz.
LLG09729949	Inserto MS 1.34 da inserire nella base universale, da forare a piacere	1 pz.
LLG09729946	Inserto MS 1.31 da inserire nella base universale, per 14 prov. Ø 10 mm	1 pz.
LLG09729948	Inserto MS 1.33 da inserire nella base universale, per 4 prov. Ø16mm	1 pz.
LLG09729947	Inserto MS 1.32 da inserire nella base universale, per 6 prov. Ø12 mm	1 pz.
LLG09729944	Attacco universale tipo MS 3.3 per miniagitatore MS 3	1 pz.

