



Anelli di Supporto per palloni, sughero pressato

Anelli di supporto per palloni, sughero pressato. Altezza 30 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09143006	Anelli di supporto per palloni da 250/500 ml, Ø est. 110 mm, Øint. 60 mm	1 pz
LLG09143009	Anelli di supporto per palloni da 1000/2000 ml, Øest. 140 mm, Øint. 90 mm	1 pz
LLG04667534	Anelli per palloni, sughero, Per 3000 ml, Øest. 170 mm, Øint. 120 mm	10 pz.
LLG09143012	Anelli di supporto per palloni da 3000 ml, Øest. 170 mm, Øint. 120 mm	1 pz
LLG09143015	Anelli di supporto per palloni da 4000 ml, Øest. 210 mm, Øint. 150 mm	1 pz
LLG04667531	Anelli per palloni, sughero, Per 10 ... 100 ml, Øest. 80 mm, Øint. 30 mm	10 pz.
LLG04667532	Anelli per palloni, sughero, Per 250 ... 500 ml, Øest. 110 mm, Øint. 60 mm	10 pz.
LLG04667533	Anelli per palloni, sughero, Per 1000 ... 2000 ml, Øest.140 mm, Øint. 90 mm	10 pz.
LLG09143003	Anelli di supporto per palloni da 10/100 ml, Øest. 80 mm, Øint. 30 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

