


**Refrigeranti tipo Dimroth, con giunti normalizzati****Lenz**

Refrigeranti tipo Dimroth, con giunti normalizzati. Prodotti con tubo DURAN®.
Per estrattori. Per condensazione vapori. Con cono. Connessione per acqua con
cono smerigliato GL 14, con due attacchi in plastica avvitabili. DIN 12591.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09043021 | Refrigeranti Dimroth, volume 30 ml, cono 29/32 NS | 1 pz. |
| LLG09043022 | Refrigeranti Dimroth, volume 70 ml, cono 34/35 NS | 1 pz. |
| LLG09043023 | Refrigeranti Dimroth, volume 100-250 ml, cono NS 45/40 | 1 pz. |
| LLG09043026 | Refrigeranti Dimroth, volume 300-500 ml, cono NS 60/46 | 1 pz. |
| LLG09043027 | Refrigeranti Dimroth, volume 1000 ml, cono NS 71/51 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

