



## Anelli di Supporto per palloni "BiBase"

Anelli di supporto per palloni BiBase. Utilizzabili su entrambi i lati. Per sostegno sicuro di matracci a fondo sferico. Molto morbidi e facili da pulire. Resistenti agli agenti chimici. Buon isolamento termico ed elettrico. Eccezionale aderenza su vetro. Antiscivolo. Disponibile in due tipi: gomma nera, con buona aderenza su vetro; silicone blu, resistente alle ossidazioni e a temperature da -60 a +200°C.



Code	Description	Packaging
LLG09143036	Anelli di supporto per palloni da 500-2000 ml, portata 18 kg, in silicone	1 pz.
LLG09143037	Anelli di supporto per palloni da 2000-6000 ml, portata 30 kg, in silicone	1 pz.
LLG09143035	Anelli di supporto per palloni da 50-500 ml, portata 13 kg, in silicone	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

