

**Serbatoio per pipette Multicanale****BRAND****Serbatoio per pipette Multicanale**

In PP. Translucido. Volume massimo di riempimento 60 ml. Adatto per pipette multicanale ad 8 o 12 canali. Autoclavabile (121°C).



Code	Description	Packaging
LLG09280131	Contenitore per reattivi - non sterile - con coperchio	1 pz
LLG09280132	Contenitore per reattivi - sterile - senza coperchio - conf. singola	1 pz
LLG09280133	Contenitore per reattivi - sterile - senza coperchio - in sacchetti da 5 pezzi	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

