

**Criostati a circolazione, serie FL****JULABO**

Criostati a circolazione, serie FL - la gamma di temperatura di lavoro copre il range da -20°C a +40°C, la stabilità di temperatura con controllo PID è  $\pm 0.5^\circ\text{C}$  - tastiera a tenuta di spruzzi con interruttore principale integrale - grande e luminoso display a LED - controllo di temperatura a microprocessore PID - indicatore del livello di riempimento - potente pompa ad immersione adatta per funzionamento in continuo - temperatura ammessa all'interno della linea di ritorno: +80°C max - facile riempimento dalla parte superiore con il coperchio protettivo incernierato - protezione da basso livello del liquido con segnale di allarme visivo ed acustico - vasca in acciaio inossidabile - griglia removibile per la pulizia del condensatore - svuotamento anteriore - nessuno sfiato laterale - interfaccia RS232 per il collegamento a PC - classe IP in accordo a IEC 529: IP21 - indicatore di pressione - bypass regolabile per pressione della pompa.



Code	Description	Packaging
LLG09698531	Criostato FL601 -20/+40 °C, pressione 1,0 bar, portata 23 L/min	1 pz.
LLG09698535	Criostato FL1703 -20..+40 °C, pressione 0,5-3,0 bar, portata 40 L/min	1 pz.
LLG09698532	Criostato FL1201 -20/+40 °C, pressione 1,0 bar, portata 23 L/min	1 pz.
LLG09698534	Criostato FL1701 -20..+40 °C, pressione 1,0 bar, portata 23 L/min	1 pz.
LLG09698533	Criostato FL1203 -20/+40 °C, pressione 0,5-3,0 bar, portata 40 L/min	1 pz.
LLG09698537	Criostato FL2506 -20/+40 °C, pressione 0,5-6,0 bar, portata 60 L/min	1 pz.
LLG09698550	Criostato FL20006 -20/+40 °C, pressione 6,0 bar, portata 80 L/min	1 pz.
LLG09698539	Criostato FL4006 -20/+40 °C, pressione 0,5-6,0 bar, portata 60 L/min	1 pz.
LLG09698540	Criostato FL7006 -20/+40 °C, pressione 0,5-6,0 bar, portata 60 L/min	1 pz.
LLG09698541	Criostato FL11006 -20/+40 °C, pressione 0,5-6,0 bar, portata 60 L/min	1 pz.
LLG09698536	Criostato FL2503 -20/+40 °C, pressione 0,5-3,0 bar, portata 40 L/min	1 pz.
LLG09698530	Criostato FL300 -20/+40 °C, pressione 0,35 bar, portata 15 L/min	1 pz.
LLG09698538	Criostato FL4003 -20/+40 °C, pressione 0,5-3,0 bar, portata 40 L/min	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*



