

**Cestello acciaio inox per trasporto**

Württ. Drahtwarenfabrik

Cestello acciaio inox per trasporto. Acciaio inox levigato elettroliticamente. Con manici regolabili, ad innesto. Impugnature rivestite con protezioni in plastica. In rete saldata 8 x 8 x 1,2 mm. Base rinforzata con due aste.



Code	Description	Packaging
LLG09143090	Cestino per trasporto, filo d'acciaio inox, dimensioni (LxPxH) 300 x 400 x 200 mm, con manico, elettrolucidato	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

