

**Cestello acciaio inox per trasporto**

Württ. Drahtwarenfabrik

Cestello acciaio inox per trasporto. Acciaio inox levigato elettroliticamente. Con manici regolabili, ad innesto. Impugnature rivestite con protezioni in plastica. In rete saldata 8 x 8 x 1,2 mm. Base rinforzata con due aste.



Code	Description	Packaging
LLG09143090	Cestino per trasporto, filo d'acciaio inox, dimensioni (LxPxH) 300 x 400 x 200 mm, con manico, elettrolucidato	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

