

**Centrifuga da banco serie ROTANTA 460****Hettich**

Centrifuga da banco serie ROTANTA 460. Sviluppata per larghi volumi, il modello offre guida frequenza, controllo microprocessore, tasto a impulsi per brevi centrifugazioni e coperchio di chiusura motorizzato. A scelta, un commutatore consente di inserire o mostrare RPM (velocità) o RCF. Tutti i modelli di ROTANTA 460 presentano il pannello di controllo esteso C, che fornisce fino a 98 memorie programmabili. La temperatura, nel modello refrigerato ROTANTA 460 R è controllabile nel range da -20 a +40°C. Il modello refrigerato ROTANTA 460 R può essere fornito in versione da banco o da pavimento. Senza rotori, da ordinare separatamente.



Code	Description	Packaging
LLG09943486	Cestelli rotondi con pinza bloccante per 750 ml, per rotore 5699	1 pz.
LLG09943150	Centrifuga da banco Rotanta 460, classica, velocità: 15000 rpm	1 pz.
LLG09943151	Centrifuga da banco Rotanta 460, classica, velocità: 15000 rpm (100-127 V)	1 pz.
LLG09943155	Centrifuga da pavimento Rotanta 460, refrigerata, velocità: 15000 rpm	1 pz.
LLG09943474	Rotore oscillante, 4x750 ml o 4 sistemi di sacche per sangue 450 ml	1 pz.
LLG09943154	Centrifuga sotto-banco Rotanta 460, refrigerata, velocità: 15000 rpm	1 pz.
LLG09943152	Centrifuga da banco Rotanta 460, refrigerata, velocità: 15000 rpm	1 pz.
LLG09943153	Centrifuga da banco Rotanta 460, refrigerata, veloc. 15000 rpm (100-127 V)	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

