

**Centrifughe da banco UNIVERSAL 320 / 320 R****Hettich**

Centrifughe da banco UNIVERSAL 320 / 320 R. Prestazioni eccellenti sia alle alte che basse velocità, grazie alla versatilità degli accessori, facilmente intercambiabili. Alle basse velocità esse alloggiavano provette standard fino ad un volume di 100 mL, piastre microtitre, provette coniche con tappo a vite, provette per sangue e cyto-accessori. Le microprovette possono essere centrifugate sino ad un rcf di 21382. Sono disponibili per queste due centrifughe 19 rotori. Con motore ad induzione, controllo a microprocessore, tasto per brevi centrifugazioni, tastiera a membrana per rapido inserimento dati e display numerico digitale. Quando è necessario, un commutatore permette l'inserimento / esposizione in RPM (velocità) o rcf. Possono essere immagazzinati e memorizzati 10 programmi completi. La temperatura del modello refrigerato UNIVERSAL 320 R è regolabile all'interno del range da -20 a +40°C.



Code	Description	Packaging
LLG09943339	Supporto rotondo 100ml, da inserire nel rotore oscillante 1624	1 pz.
LLG09943386	Rotore oscillante per max. 4x100 ml o 4 vetrini preparati senza contenitori	1 pz
LLG09943399	Rotore oscillante per max. 4x100 ml senza contenitori	1 pz.
LLG09943121	Centrifughe da banco UNIVERSAL 320 R, senza rotore, refrigerata	1 pz.
LLG09943120	Centrifughe da banco UNIVERSAL 320, senza rotore	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

