

**Centrifughe da banco ROTINA 420 / 420 R****Hettich**

Centrifughe da banco ROTINA 420 / 420 R. Queste centrifughe compatte da banco sono progettate sia per alte velocità che per grossi volumi di campione. Con una capacità massima di 4 x 600 ml, 140 provette per sangue, 16 piastre microtitre, sono ideali per le applicazioni in chimica clinica, in biotecnologia e nella ricerca in scienze biologiche. Controllo a microprocessore, tasto per brevi centrifugazioni e chiusura motorizzata del coperchio. Il pannello di controllo avanzato C è ideale per le analisi di routine quotidiane in laboratorio. La selezione dei parametri viene effettuata tramite dei tasti simbolo. I valori vengono settati con la manopola di controllo e sono registrati premendo il tasto Start. Display digitale. 98 memorie programmabili. Nel modello refrigerato ROTINA 420 R la temperatura è regolabile nel range da -20 °C a +40°C, anche in gradi Fahrenheit.



Code	Description	Packaging
LLG09943475	Rotore oscillante per max. 4x600 ml o 16 microtiter senza contenitori	1 pz.
LLG09943125	Centrifughe da banco ROTINA 420, senza rotore	1 pz.
LLG09943126	Centrifughe da banco ROTINA 420 R, senza rotore, refrigerata	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

