

**Centrifuga da banco ROTOFIX 32A****Hettich**

Centrifuga da banco ROTOFIX 32A. Centrifuga da banco controllata da microprocessore con una gamma completa e versatile di accessori. Undici rotori intercambiabili ne permettono l'uso in un gran numero di applicazioni. Completa di regolazione di frequenza, tasto per brevi centrifugazioni, blocco del coperchio e funzione memoria. Tenendo premuto il tasto RCF è possibile la lettura dell'RCF stesso durante il funzionamento. Facile inserimento dei valori di RPM (velocità) e del tempo tramite una tastiera a membrana. I valori reali sono visualizzati durante la centrifugazione.



Code	Description	Packaging
LLG09943119	Centrifuga da banco ROTOFIX 32 A, senza rotore, 366x430x257 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

