




Ricambi per Seripettor

BRAND

Ricambi per Seripettor



Code	Description	Packaging
LLG04000029	Tubo di aspirazione, SI, Lungh. 2 metri	1 pz
LLG04000163	Tubo di riempimento QuikSip BT-Aspirator PP, con valvola PP/EPDM	1 pz
LLG06401060	Guarnizioni per Seripettor EPDM	1 pz
LLG07082447	Aspiratore colture cellulari, con tubo aspirazione e 3 adattatori	1 pz
LLG09777016	Unità di pipettazione (manifold) a 8 canali e 2 adattatori	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

