


**Scolavetreria, filo metallico rivestito in PE**

Mettler-Toledo Online

Scolavetreria, filo metallico rivestito in PE.
Montaggio a parete o sul banco per 50 bottiglie reagenti e 5 matracci.
Con canale di scolo e piedini ricoperti in plastica.
Dimensioni (L x P x H): 360 x 130 x 650 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06281619	Scolavetreria in metallo rivestito PE	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

