

**Accessori per burette automatiche modello Dr. Schilling****BRAND**

- Ricambi per burette: SILBERBRAND, Schellbach.
- Base: in HDPE.
- Raccordi: in PP, vite micrometrica con pulsante, include pinza di supporto./li>



Code	Description	Packaging
LLG06253685	Buretta di ricambio per burette secondo Schilling, 50 ml, Lungh. 670 mm, in vetro ambrato	1 pz
LLG07018349	Buretta di ricambio per burette secondo Schilling, 10 ml, Lungh. 340 mm	1 pz
LLG07018350	Buretta di ricambio per burette secondo Schilling, 15 ml, Lungh. 320 mm	1 pz
LLG07018351	Buretta di ricambio per burette secondo Schilling, 25 ml, Lungh. 390 mm	1 pz
LLG07018352	Buretta di ricambio per burette secondo Schilling, 50 ml, Lungh. 580 mm	1 pz
LLG07018353	Base per burette automatiche di Schilling, per bottiglie 500 ml, per bottiglie Ø74 ... 76 mm	1 pz
LLG07018354	Base per burette automatiche di Schilling, per bottiglie 1000 ml, per bottiglie Ø 94 ... 96 mm	1 pz
LLG07018355	Microvite c/tappo a pressione - per cap. 10 mL - bottiglia 500 mL	1 pz
LLG07018357	Microvite c/tappo a pressione - per cap. 25-50 mL - bottiglia 1000 mL	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

