



Giunto di collegamento VK it

Giunto di collegamento VK. Connessione a diametro fisso tra motore e asta di agitazione. Adatti per uso in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX). Materiale n. 1.4305



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06287716 | Raccordi di collegamento, Tipo VK 14x10, Per BSR 64 con supporto | 1 pz. |
| LLG06287717 | Raccordi di collegamento, Tipo VK 14x12, Per BSR 64 con supporto | 1 pz. |
| LLG06287718 | Raccordi di collegamento, Tipo VK 14x14, Per BSR 64 con supporto | 1 pz. |
| LLG09779059 | Raccordi di collegamento, Tipo VK 14x20, Per BSR 64 con supporto | 1 pz. |
| LLG09779008 | Raccordi di collegamento, Tipo VK 7x10, Per MRK | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

