

**Spruzzette a bocca stretta, PFA qualità Tecnica****BRAND****Spruzzette a bocca stretta, PFA qualità Tecnica**

Queste bottiglie includono componenti realizzati in materiale PFA rigenerato dal nostro processo di produzione. L'apertura della punta può essere allargata tagliandola.

- Resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici
- Tappi a vite in ETFE
- Elementi di lavaggio in FEP



Code	Description	Packaging
LLG04000140	Spruzzette a bocca stretta, PFA qualità Tecnica, Volume nominale 250 ml, Ø esterno 61 mm, Altezza 157 mm, Filettatura GL 25, Colore trasparente, Materiale chiusura ETFE	1 pz
LLG04000141	Spruzzette a bocca stretta, PFA qualità Tecnica, Volume nominale 500 ml, Ø esterno 76 mm, Altezza 189 mm, Filettatura GL 25, Colore trasparente, Materiale chiusura ETFE	1 pz
LLG04000142	Spruzzette a bocca stretta, PFA qualità Tecnica, Volume nominale 1000 ml, Ø esterno 96 mm, Altezza 233 mm, Filettatura GL 32, Colore trasparente, Materiale chiusura ETFE	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

