

**Occhiali protettivi uvex astrospec 9168****Uvex**

Occhiali protettivi uvex astrospec 9168. Ottima percezione laterale. Ultraleggeri, peso 36 g. Con telaio Uvex Duo-flex® per il massimo comfort. Lenti regolabili in 3 posizioni. Regolazione della lunghezza delle stanghette in 4 posizioni con fermo per impedirne il distacco. Lenti in policarbonato resistente agli urti. Protezione 100% da radiazioni UV. Protezioni laterali integrate. Rivestimento delle lenti optidur NCH: eccellente resistenza chimica e ai graffi optidur 4C PLUS: lenti anti-appannamento e resistenti ai graffi.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG04679269 | Occhiali protettivi uvex astrospec 9168, colore: nero/arancione fosforescente. lenti: PC grigio UV 5-2,5 | 1 pz |
| LLG06280400 | Occhiali astrospec 9168, Blu/azzurro, lenti/ 2-1.2 UV, Rivestimento 1 | 1 pz. |
| LLG06800139 | Occhiali Blu, Lenti trasparenti/ UV 2-1,2 UV, optidur NCH | 1 pz. |
| LLG09005100 | Occhiali Giallo/nero , Lenti grigie/ 5-2,5 UV, optidur NCH | 1 pz. |
| LLG06280399 | Occhiali astrospec 9168, Nero/lime, lenti/ 2-1.2 UV, Rivestimento 3 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
 Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System

