

**Burette automatiche, Silberbrand, classe B****BRAND****Burette automatiche, Silberbrand, classe B**

Con rubinetto in PTFE, facile da smontare e semplice da pulire. Riparazione semplice, tutti i singoli componenti sostituibili. In vetro borosilicato 3.3, rubinetto smontabile in PTFE. Tolleranza secondo classe B, DIN EN ISO 385. Calibrata per dispensare (TD, Ex).

Parti fornite: tubo buretta con striscia di Schellbach, zero automatico, rubinetto con punta di precisione, tubo di riempimento (PVC, trasparente) e bottiglia da 1000 ml in PE con base.

**Supporto, pinza per buretta e pompetta - da ordinare a parte.**



| Code        | Description                                                                                                      | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06236482 | Burette automatiche, Silberbrand, classe B, Volume 25 ml, Grad. 0,1 ml, Tolleranza $\pm 0,08$ ml, Lungh. 520 mm  | 1 pz      |
| LLG06236483 | Burette automatiche, Silberbrand, classe B, Volume 50 ml, Grad. 0,1 ml, Tolleranza $\pm 0,1$ ml, Lungh. 730 mm   | 1 pz      |
| LLG09271009 | Burette automatiche, Silberbrand, classe B, Volume 10 ml, Grad. 0,05 ml, Tolleranza $\pm 0,05$ ml, Lungh. 445 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

