

**Mantelli riscaldanti standard serie KM-G****SAF Wärmetechnik**

Mantelli riscaldanti standard serie KM-G. Mantelli riscaldanti LabHEAT® per palloni a fondo tondo. Elemento riscaldante filiforme in vetro flessibile, camicia esterna in vetro seta, per temperature fino a max. 450°C, alimentazione 230 V CA. Mantelli da 500 ml con apertura sul fondo da Ø 60 mm. Cavo di alimentazione da 1.5m con interruttore zone riscaldanti e protezione con interruttore di potenza, voltaggio nominale 230V AC.



Code	Description	Packaging
LLG09642401	Mantello riscaldante, 25 ml, pallone Ø 41 mm, 65 W, aree riscaldate 1	1 pz.
LLG09642402	Mantello riscaldante, 50 ml, pallone Ø 51 mm, 75 W, aree riscaldate 1	1 pz.
LLG09642403	Mantello riscaldante, 100 ml, pallone Ø 64 mm, 120 W, aree riscaldate 1	1 pz.
LLG09642406	Mantello riscaldante, 1000 ml, pallone Ø 131 mm, 450 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642412	Mantello riscaldante, 10000 ml, pallone Ø 279 mm, 2000 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642407	Mantello riscaldante, 2000 ml, pallone Ø 166 mm, 600 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642413	Mantello riscaldante, 20000 ml, pallone Ø 345 mm, 2200 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642404	Mantello riscaldante, 250 ml, pallone Ø 85 mm, 180 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642408	Mantello riscaldante, 3000 ml, pallone Ø 185 mm, 800 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642409	Mantello riscaldante, 4000 ml, pallone Ø 207 mm, 900 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642405	Mantello riscaldante, 500 ml, pallone Ø 105 mm, 250 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642410	Mantello riscaldante, 5000 ml, pallone Ø 223 mm, 1200 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642411	Mantello riscaldante, 6000 ml, pallone Ø 236 mm, 1400 W, aree riscaldate 2	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*



