

**Serbatoi monouso economy per reagenti, PS**

Mettler-Toledo Online

Serbatoi monouso economy per reagenti, PS.

Prodotti in polistirolo. Studiati per uso con pipette multi-canale e per accomodare pipette standard fino a 12 canali. I lati angolati e la forma a V del fondo consentono il massimo recupero di solvente. Tutti i serbatoi hanno linee interne graduate di volume e becco sugli angoli per svuotamento. Versioni da 25 o 50 ml. Disponibili in versione sterile o non sterile.

- Certificati privi di DNase-, RNase- e apirogeni



Code	Description	Packaging
LLG06282144	Serbatoi per reagenti Economy, 25 ml, non sterili	100 pz
LLG06282145	Serbatoi per reagenti Economy, 25 ml, sterili, conf. sing.	100 pz
LLG06282146	Serbatoi per reagenti Economy, 50 ml, non sterili	100 pz
LLG06282147	Serbatoi per reagenti Economy, 50 ml, sterili, conf. sing.	100 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

